



Fijación horizontal 1800

BF008



Permite montar los soportes para la cabeza de neurocirugía en el extremo de la cabeza o de los pies. Las articulaciones esféricas permiten un posicionamiento angular del soporte para la cabeza. Diseñado para sostener la cabeza del paciente cuando este se encuentra en posición de decúbito supino o prono.

Accesorios requeridos:

BF039 - Cabezal en forma de herradura

BF173 - Adaptador para cabezal oftalmología-ORL-neuro, modelos 4095 y 5095

BF309 - Adaptador para cabezal oftalmología-ORL-neuro, cuando se utiliza con el modelo 5085 SRT

BF00244 - Adaptador oftalmología-ORL-neuro, modelo 7080

Con Certificación CE

COMPATIBLE CON

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080

