



Gestión de cables

UA1533838



Para montar lateralmente en el rack multifunción o entre dos racks multifunción

para ocultar el exceso de cable entre el dispositivo médico y el enchufe eléctrico.

Longitud: 500 mm

Peso: 0,5 kg

Tipo de montaje: Tubo redondo Ø 38 mm

COMPATIBLE CON

CEILING UNIT M20 W/VALIA X-V - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-H - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-V -
CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-H - CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-V - CEILING UNIT M20 W/VALIA X-H

