



Correas de posicionamiento bariátricas Nissen (par)



Las correas de muslo Nissen bariátricas se utilizan para ayudar a mantener al paciente en posición de Trendelenburg invertida durante ciertos procedimientos, como la funduplicatura de Nissen. Estas correas conductoras rodean la parte superior del muslo con una amplia almohadilla blanda. Su hebilla tipo avión permite un ajuste práctico de la longitud. La almohadilla mide 18 cm de ancho y 79 cm de largo. Las correas son ajustables en longitud útil hasta 179 cm.

Peso máximo del paciente: 454 kg.

Sin Certificación CE

Solo para rieles laterales Americanos (US)

COMPATIBLE CON

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



