



## Système de collecte des liquides bariatrique

BF56



Le système de collecte des liquides bariatrique comprend des adaptateurs afin de pouvoir fixer le support de champ aux extensions de largeur bariatriques. Idéal pour les procédures cystoscopiques ou hystéroscopiques, il est fourni avec le support de champ flexible et une poche de collecte des liquides. Le support de champ flexible se fixe rapidement à l'extrémité de la section siège de la table. Les poches de collecte des liquides stériles et non stériles conviennent aux modèles de support de champ standard et bariatrique. Le tube flexible d'évacuation intégré fonctionne avec un seau à déchets ou un réservoir d'aspiration.

Un jeu de 10 poches de collecte des liquides : stériles (BF458) ou non stériles (BF459) doit être commandé séparément.

Produits requis : Poches de collecte des liquides (10/boîte) : stériles (BF458) ou non stériles (BF459)

Produit sans marquage CE, à utiliser exclusivement avec rails US

---

### COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.