



## Rallonge pour cathéter (grande) pour rails US

BF789



La rallonge pour cathéter pour CMAX X-Ray crée une zone pour poser les cathéters et autres accessoires d'endoscopie dans la salle d'opération. Cette extension est facile à installer sur le rail latéral de la table CMAX X-Ray via le loquet par gravité. La plateforme s'étend au-delà de l'extrémité pied (en orientation inversée) de la table. La fixation ne nécessite pas de pince.

Dimensions : 600 mm L x 540 mm

Poids : 4,2 kg

Cet accessoire n'est pas conçu pour supporter le poids du patient.

Produit avec marquage CE

A utiliser exclusivement avec rails US

---

**COMPATIBLE AVEC**  
CMAX XRAY

---



*Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.*

*Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.*