



Barre transversale de perfusion coudée

UA1958268



Avec quatre crochets porte-bouteilles

Charge maximale 8 kg ; charge par crochet 2 kg

Montage dans un tube rond Ø 38 mm ; manchon de montage inclus


Type de montage : Tube rond Ø 38 mm

Poids : 1,8 kg

Capacité de charge maximale : 8 kg

COMPATIBLE AVEC

CEILING UNIT M20 W/VALIA X-V - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-V - CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-V



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.