



Gestion des câbles

UA1533838



À monter latéralement sur le multi function rack ou entre deux rack multifonctions pour dissimuler l'excédent de câble entre l'appareil médical et la prise électrique.

Longueur : 500 mm

Poids : 0,5 kg

Capacité de charge maximale : —

Type de montage : Tube rond Ø 38 mm

COMPATIBLE AVEC

CEILING UNIT M20 W/VALIA X-V - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-H - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-V -
CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-H - CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-V - CEILING UNIT M20 W/VALIA X-H



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.