



## Bride pour rails US à mécanisme de clipsage

BF10



Vendue à l'unité. Accepte toute tige ronde jusqu'à 18mm de diamètre.

Pas besoin de fixer la bride aux encoches du rail latéral.  
Capacité maximale de poids patient: 363kg.

Dimensions: 80mm (L) x 60mm (l) x 70mm (H).

La pince à douille à clipser peut être utilisée pour fixer des accessoires de table de chirurgie à barre arrondie aux rails latéraux de la table. Un levier de déverrouillage facile et rapide permet de monter la pince à douille à clipser n'importe où sur le rail latéral.

Produit sans marquage CE

A utiliser exclusivement sur rails US

---

### COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.