



Tête fer à cheval de neurochirurgie avec barre de traction

300900




Tête fer à cheval de neurochirurgie

- Ancienne référence: 300900
- Tête fer à cheval de neurochirurgie avec barre de traction- modèle adulte
- Se connecte à 3002-00 ou à 3033-51
- Coussin de rechange (gauche) : V686900008
- Coussin de rechange (droit) : V686900009

COMPATIBLE AVEC

SURGINOX - EASYMAX - HIMAX - CMAXT - CMAXS - GMAX - 5085 HARMONY - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.