



## Mando de control 7080 (con cable desmontable)

BF00315



El control manual 7080 revoluciona por completo el funcionamiento de la mesa y el posicionamiento del paciente. Desde su forma ergonómica hasta la gran pantalla LCD con abundante información, permite a los usuarios articular la mesa quirúrgica de manera clara y sencilla, con retroalimentación en tiempo real como incrementos en grados o pulgadas. Los botones del control manual presentan un esquema de colores similar al de los diseños existentes de STERIS para facilitar la memoria muscular. Incluye una luz LED en la parte posterior y un cable desmontable para un reemplazo sencillo. También cuenta con retroalimentación háptica (vibración) al alcanzar el límite de articulación o en caso de posible colisión.

Para mesa quirúrgica 7080 (versión internacional).

Con Certificación CE

---

### COMPATIBLE CON

7080

---



