



## Tabla ligera de transferencia de pacientes

BF588



La tabla ligera de transferencia sostiene las piernas del paciente durante su traslado a la mesa. Se engancha a los rieles laterales de todas las mesas quirúrgicas STERIS mediante un sistema de cierre por gravedad. Se recomienda únicamente para el soporte de las piernas y se retira una vez que el paciente está en posicionado. No se requieren bridas ni almohadilla.

Peso máximo del paciente: 181 kg.

Solo para rieles laterales Americanos (US)

Sin Certificación CE

---

### COMPATIBLE CON

5085 SRT - 4095 - 5095

---

