



Posicionador de torso/cuerpo



Posicionador de torso/cuerpo

Dimensiones: 40,6 X 14,6 X 6,3 cm (16" X 5,75" X 2,5")

Los posicionadores AQUAGEL están fabricados con una construcción de doble densidad y un contorneado tridimensional, diseñados para incrementar el contacto de la superficie corporal del paciente con el posicionador

Sin Certificación CE

COMPATIBLE CON

CMAX XRAY - 5085 SRT - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERN - 4095 - 5095 - 7080

