



Posicionador de brazo SchureLoc XPS

8000280EU



Posicionador de brazo SchureLoc XPS

El posicionador de brazo SchureLoc XPS posiciona de manera efectiva la extremidad operativa durante la artroscopia de hombro, el manguito rotador y los procedimientos de reemplazo total de hombro. Se puede usar en Fowler (silla de playa) o en posición lateral para ayudar a disminuir la fatiga del cirujano y mejorar la productividad del equipo quirúrgico.

¿Por qué el posicionador de brazo SchureLoc XPS?

Productividad Aumente el rendimiento de la sala de operaciones al eliminar la necesidad de una ayuda quirúrgica para sostener la extremidad del paciente durante los procedimientos de extremidad abierta o artroscópica.

- Abrazadera integrada compatible con rieles europeos
- Para ordenar con 790-0039 y 790-0040.
- Pedido bajo pedido (artículo sin stock)

COMPATIBLE CON

SURGINOX - EASYMAX - HIMAX - CMAXT - CMAXS - GMAX - CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA



