



Positionneur en A jetable

BF170



Dispositif de positionnement du patient simple et facile à utiliser pour toutes les insertions en A. Base à forme anatomique avec deux sangles exclusives à bords arrondis de 2,5 cm de large x 43,2 cm de long. 12 par boîte.

- Les sangles réduisent le risque d'ulcération de la peau des patients.

- La base offre un meilleur angle pour le positionnement de la main, du poignet et de l'avant-bras. - Maintient la peau tendue pour une insertion optimale de l'aiguille.

Produit sans marquage CE

COMPATIBLE AVEC

CMAX XRAY - 5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.