



Support bras en fibre de carbone pour fistule artérioveineuse

10-398



Le support pour fistule AV radiale pour NA CMAX X-Ray offre une grande plateforme pratique pour la réparation des fistules. Matelas de 5 cm inclus. Le support pour fistule est fixé via 2 boutons de verrouillage situés sur l'accessoire. Aucune pince pour rail supplémentaire n'est requise. Le support est fabriqué en fibre de carbone radiotransparente, ce qui permet un examen fluoroscopique continu de tout le bras. Dimensions : 1370 mm x 520 mm x 140 mm

Poids : 5,1 kg

Uniquement pour rails européens

Nécessite un coussin de 5 cm - 11425 ou coussin de 8 cm - 10-398-80

Produit avec marquage CE

COMPATIBLE AVEC
CMAX XRAY



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.