



Commande manuelle avancée - 5085 SRT/5095

BF329



Le grand écran LCD facile à lire de la commande manuelle avancée illustre les données de positionnement de la table, ce qui la rend idéale pour les anesthésistes se trouvant derrière le champ opératoire. Le rétro-éclairage permet de reconnaître facilement les boutons, même dans les salles d'opération sombres. Sauvegarde des positions de patient souvent utilisées grâce aux paramètres de mémorisation à simple pression. Les boutons d'assise, de rotation et de transport disponibles par simple pression améliorent le flux de travail.

En option: housse pour télécommande BF501

Produit sans marquage CE

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 5095



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.