



Planche légère de transfert du patient

BF588



La planche légère de transfert supporte les jambes du patient pendant son transfert vers la table. Elle s'accroche aux rails latéraux de toutes les tables de chirurgie STERIS à l'aide d'un système de loquet par gravité. Elle est recommandée pour le support des jambes uniquement et se retire une fois le patient en position. Aucune pince ni coussin n'est requis.

Poids maximum du patient : 181 kg (400 lbs)

A utiliser exclusivement avec rails US

Produit sans marquage CE

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.