



Télécommande manuelle CMAX X-Ray

V542805997



La commande manuelle CMAX X-Ray est dotée d'un écran LCD offrant un retour visuel instantané sur le positionnement et le diagnostic. Fonctionne en association avec la commande joystick. Ses fonctionnalités incluent des boutons d'articulation haut/bas, Trendelenburg/Trendelenburg inversé, inclinaison gauche/droite, mise à l'horizontale du plateau de la table, déplacement de la table, verrouillage/déverrouillage des freins au sol et orientation inversée. Livrée sans câble.

Dimensions : 18 cm (L) x 7 cm (l) x 3,5 cm (H).

Uniquement pour rails européens

Produit requis: câble de télécommande Ref: CAB001

Produit avec marquage CE

COMPATIBLE AVEC
CMAX XRAY



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.