



Rallonge pour cathéter (grande), pour rails EU

TAB800KTL



La rallonge pour cathéter pour CMAX X-Ray crée une zone pour poser les cathéters et autres accessoires d'endoscopie dans la salle d'opération. Cette extension est facile à installer sur le rail latéral de la table CMAX X-Ray via le loquet par gravité. La plateforme s'étend au-delà de l'extrémité pied (en orientation inversée) de la table. La fixation ne nécessite pas de pince.

Dimensions : 915 mm L x 540 mm l indique la surface fonctionnelle.

Poids : 5,8 kg

Cet accessoire n'est pas conçu pour supporter le poids du patient.

Produit avec marquage CE

A utiliser exclusivement avec rails EU

COMPATIBLE AVEC
CMAX XRAY



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.