



Fixation horizontale 1800

BF008



Permet de monter les repose-têtes de neurochirurgie à l'extrémité tête ou pieds. Les articulations sphériques permettent un positionnement angulaire du repose-tête. Pour soutenir la tête du patient lorsque ce dernier est en position de décubitus dorsal ou ventral.

Poids maximum du patient : 136 kg

Accessoires requis :

BF039 - Appui-tête en fer à cheval

BF173 - Adaptateur pour appui-tête ophtalmologie-ORL-neuro (tables 4095 et 5095)



BF309 - Adaptateur pour appui-tête ophtalmologie-ORL-neuro, à utiliser avec la table 5085 SRT

BF00244 - Adaptateur ophtalmologie-ORL-neuro (pour table 7080)

Produit avec marquage CE

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.