



## Têteière à double articulation - 4095/5095 (TLT)

BF753



L'appui-tête à double articulation permet un positionnement plus polyvalent du patient pour l'équipe d'anesthésie. La capacité d'inclinaison et de réglage en hauteur de l'appui-tête facilite une meilleure gestion des voies respiratoires du patient, l'intubation trachéale et simplifie le positionnement latéral du patient. L'inclinaison et la hauteur sont réglées par deux poignées distinctes situées sous l'appui-tête.

Plage d'inclinaison : 90°/-90°. Incréments d'inclinaison : tous les 8°. Plage de hauteur : 7" (par rapport au niveau).

Coussin avec fixation auto-agrippante non inclus.

Coussin requis : BF581 (coussin 5 cm TLT), BF228 (coussin TLT 8 cm), BF292 (coussin TLT 10 cm).

Produit avec marquage CE

A utiliser sur tables avec rails US exclusivement

---

### COMPATIBLE AVEC

4095 - 5095

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.