



## Têteière à double articulation - 7080 (TLT)

BF00203



L'appui-tête à double articulation permet un positionnement plus polyvalent du patient pour l'équipe d'anesthésie. L'inclinaison et la capacité de réglage en hauteur de l'appui-tête facilitent une meilleure gestion des voies respiratoires du patient, l'intubation trachéale et simplifient le positionnement latéral du patient. L'inclinaison et la hauteur sont réglées par un seul levier situé sous l'appui-tête.

Plage d'inclinaison : 90°/-90°. Incréments d'inclinaison : tous les 8°. Plage de hauteur : 7" (par rapport au niveau).

Coussin avec fixation auto-agrippantes non inclus.

Coussin requis : BF00207 (TLT 5cm), BF00208 (TLT 8 cm), BF00209 (TLT 10 cm).

Produit avec marquage CE

A utiliser avec rails de tables US

---

### COMPATIBLE AVEC

7080

---



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.