



Chariot à rallonge orthopédique



Ce chariot permet au personnel de la salle d'opération de rouler directement jusqu'à la table de chirurgie générale STERIS pour fixer rapidement, facilement et en toute sécurité la rallonge orthopédique (BF806). Ce chariot est également équipé de quatre tablettes pour organiser tous les accessoires associés. (Accessoires non inclus.)

- Dimensions : 134,9 cm (L) x 76,2 cm () x 87,6 cm (H).

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.