



Préparateur de membres



- Le berceau rembourré soutient confortablement la jambe du patient pendant la procédure de préparation
- L'arbre peut être tourné pour déplacer le décalage dans diverses positions pour un accès pratique à la jambe
- Le poteau mesure 77,5 cm (30 1/2 ") de long
- Nécessite une bride pour de 16 mm Ø

COMPATIBLE AVEC

CMAX XRAY - 5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.