




Rail compact

UA1950535



Rail compact pour tube Ø 38 mm

25 x 10 mm ; dimensions : 110 x 110 mm

incluant le montage sur tube Ø 38 mm


Type de montage : Tube rond Ø 38 mm

Poids : 0,9 kg

Capacité de charge maximale : 10 kg

COMPATIBLE AVEC

CEILING UNIT M20 W/VALIA X-V - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-H - CEILING UNIT M20 W/MEDILIFT-V -
CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-H - CEILING UNIT M20 W/MEDIBOOM-V - CEILING UNIT M20 W/VALIA X-H



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.