



## Paire de jambières séparées crantées pour GMAX™

LEG30G



Paire de jambières séparées crantées pour GMAX™

- À utiliser avec le plateau GTOPGX
- Section amovible supérieure et inférieure
- Partie supérieure latérale amovible
- Joint d'abduction 0 ° / 90 °
- Articulation de la jambe 90 ° / -120 °
- Design léger traité en aluminium haute performance
- Compatible avec les Goepels TAB261A/TAB262A et bottes TAB602A
- Coussin non inclus
- Poids: 9 kg chacune

Matelas de recharge

- L30GV3: Set de coussins 80mm pour LEG30G.  
Mousses à densités multiples, coutures soudées.



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.