



Jambières motorisées séparées, attaches SnapLINX

LEG10ME



Jambières motorisées séparées fournies avec câbles à connecter au boîtier de secours de la table.
Télécommande optionnelle RCWKERNAC nécessaire afin d'utiliser les extensions avec la table d'opérations de chirurgie générale KERNA™.

Dimensions: 830mm x 275mm

Mouvement d'abduction (manuel) : 45°

Angulation montée/descente : 30° / 90°

Poids (une seule jambe) : 8kg


Poids patient et accessoires max : 135kg (Cela représente une masse autorisée maximale de 50kg localisée sur les jambières)

Coussins non inclus

- L10CX3: paire de coussins SnapLINX™ 80 mm pour LEG10ME
- L10CX3L: Coussin SnapLINX™ 80 mm pour jambe gauche pour LEG10ME
- L10CX3R: Coussin SnapLINX™ 80 mm pour jambe droite pour LEG10ME

COMPATIBLE AVEC

CMAX3 - CMAX3-DRIVE - KERNA



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.