



Support de genou d'arthroscopie

BF717



Le support de genou d'arthroscopie s'attache à la section siège de la table à l'aide d'une bride Clark (non incluse). Il est généralement utilisé pour la technique d'arthroscopie laissant dépasser le genou de l'extrémité de la table. Le diamètre du support de jambe peut être ajusté selon les besoins de l'intervention chirurgicale. Un jeu de trois coussins réutilisables est inclus avec les fixations auto-agrippantes.

Requiert 1 x bride à clipser (BF10) ou autre bride

Poids maximum du patient 227 kg

Produit sans maquage CE

A utiliser sur rails US exclusivement

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.