



Sangles de cuisse bariatriques Nissen (paire)

BF15




Les sangles de cuisse de Nissen bariatriques sont utilisées pour aider à maintenir le patient en position de Trendelenburg inversée pour certaines procédures telles que la fundoplicature de Nissen. Ces sangles conductrices encerclent le haut de la cuisse avec un large coussin mou. Sa boucle de type avion permet un réglage pratique de la longueur. Le coussin mesure 18 cm de large et 79 cm de long. Les sangles sont réglables en longueur utile jusqu'à 179 cm.

Poids maximum du patient : 454 kg

Produit sans marquage CE

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.