



Positionneur de jambes séparées

BF351



Le positionneur de jambes séparées offre des supports pour les jambes gauche et droite et constitue un système sûr de positionnement des patients pour les procédures coelioscopiques ainsi que les procédures vasculaires et orthopédiques des extrémités inférieures. Ce dispositif est radiotransparent, ce qui offre au chirurgien et à l'équipement d'imagerie un excellent accès au champ opératoire. Il permet l'adduction, l'abduction et l'extension des jambes du patient pour certaines procédures de lithotomie basse.

Accessoires en option: Repose-pied (gauche) MTPA09, repose-pied (droit) MTPA10, brides Clark BF083

A positionner sur rails US exclusivement.

COMPATIBLE AVEC

5085 SRT - 4095 - 5095 - 7080



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.



Les produits STERIS sont des dispositifs médicaux marqués CE.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation et sur l'étiquetage pour utiliser ces matériels en toute sécurité.